

Código do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
NBT45330-	SURGILON BCO TRAN. 3-0 75CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Surgilon Incolor composto por Nylon (Poliamida) trançado, de diâmetro USP 3-0 com 75 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020061 Código/modelo:NBT45330- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
NBT45340-	SURGILON BCO TRAN. 4-0 45CM CT30	Fio de sutura cirúrgica Surgilon Incolor composto por Nylon (Poliamida) trançado, de diâmetro USP 4-0 com 45 cm de comprimento, com agulha CT30 de curvatura 3/8 CírculoTriangular 3,0cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020061 Código/modelo:NBT45340- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
2NT99320-	SURGILON PTO TRANC. 2-0 (60) 2XRC65	Fio de sutura cirúrgica Surgilon Preto composto por Nylon (Poliamida) trançado, de diâmetro USP 2-0 com 60 cm de comprimento, com duas agulhas (2) x RC65 de curvatura Reta Cilíndrico 6,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 24 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020061 Código/modelo:2NT99320- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL