Codígo do produto	Nome do produto	Descrição do produto	MARCA/FABRICANTE
2MPA920-	FLEXON 2-0 2X60CM	Dois Eletrodos para marcapasso temporário Flexon composto por Aço multifilamentar revestido por Polietileno azul, de diâmetro USP 2-0 com (2)60 cm de comprimento, com agulha RTR60 Reta 6,0cm e MC25 1/2 circulo cilíndrica Corpo estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020070 Código/modelo:2MPA920- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
MP920-	FLEXON 2-0 60CM	Eletrodo para marcapasso temporário Flexon composto por Aço multifilamentar revestido por Polietileno azul, de diâmetro USP 2-0 com 60 cm de comprimento, com agulha RTR88 Reta 8,8cm e MC25 1/2 circulo cilíndrica Corpo estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020070 Código/modelo:MP920- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
MPA920-	FLEXON 2-0 60CM	Eletrodo para marcapasso temporário Flexon composto por Aço multifilamentar revestido por Polietileno azul, de diâmetro USP 2-0 com 60 cm de comprimento, com agulha RTR60 Reta 6,0cm e MC25 1/2 circulo cilíndrica Corpo estriado 2,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020070 Código/modelo:MPA920- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
MPIL920-	FLEXON 2-0 60CM	Eletrodo para marcapasso temporário Flexon composto por Aço multifilamentar revestido por Polietileno, de diâmetro USP 2-0 com 60 cm de comprimento, com agulha RCY36 Reta tapercuting 3,6cm e CC13 3/8 circulo cilíndrica 1,3cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020070 Código/modelo:MPIL920- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL
MPI930-	FLEXON 3-0 50CM	Eletrodo para marcapasso temporário Flexon composto por Aço multifilamentar revestido por Polietileno, de diâmetro USP 3-0 com 50 cm de comprimento, com agulha RTR60 Reta 6,0cm e MC15 1/2 circulo cilíndrica 1,5cm. Produto comercializado em caixa contendo 12 envelopes. Marca: COVIDIEN. Registro ANVISA: 80052020070 Código/modelo:MPI930- Fabricante: Polysuture. Origem: Nacional.	MEDTRONIC-POLYSUTURE BRASIL